

METODIKA TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ Nerudova

- 1) **Rodič s dítětem vstoupí do areálu MŠ se zakrytými ústy.** (Rodič - respirátor; Dítě - chirurgická rouška nebo respirátor.)
- 2) **Nastoupí k testovacímu okénku ředitelny, kde jsou dvě stanoviště pro výdej testů.**
- 3) **Rodič s dítětem přistoupí k okénku a nahlásí jméno dítěte.**
- 4) **Obdrží testovací tyčinku, kterou otevře.**
- 5) **Stáhne dítěti roušku z nosu a vytře každou nosní díрку pěti krouživými pohyby.**
(Tzn. levou 5x, pravou 5x) **Výtěr probíhá pouze přímo před testovacím okénkem.**
- 6) **Rodič použitou tyčinku předá zpátky zaměstnanci MŠ.**
- 7) **Na výsledek testu rodič s dítětem vyčká cca 15 minut.**
- 8) **Výsledek testu se rodič dozví po uplynulé době od zaměstnance MŠ u venkovních dveří ředitelny. Obdrženou testovací sadu s výsledkem a vhodí ji do připravené nádoby u ředitelny.**
 - A) Při výsledku negativním dítě obdrží kartičku, se kterou se s rodičem přesune do šatny a následně ji přinese do své třídy. (V šatně má rodič stále nasazený respirátor, dítě již nemusí.)
 - B) Při výsledku pozitivním dítě s rodičem bezprostředně opouští areál MŠ a jde na RT-PCR test, jehož výsledek oznámí MŠ.
 - C) v případě neprůkaznosti se test zopakuje
- 9) **Pokud bylo dítě pozitivní a od doby pozitivního PCR testu neuplynulo více jak 90 dní, dítě se AG netestuje. Je nutné toto tvrzení doložit elektronicky nebo písemně.**
- 10) **Na webových stránkách msnerudova.cz naleznete instruktážní video.**

To zvládneme!